

πεπιλεγμένο αέρα.

Καταστροφή της σπασμένης βίδας με την χειρουργική χειρολαβή: Στο 90% των περιπτώσεων η σπασμένη βίδα ξεβιδώνεται εύκολα με την ΟΝΥΧΟΕΙΔΗ ΦΡΕΖΑ. Σε περίπτωση που η σπασμένη βίδα παραμένει μέσα στο εμφύτευμα, επιμένετε με την ΟΝΥΧΟΕΙΔΗ ΦΡΕΖΑ, επειδή με αυτόν τον τρόπο η κεφαλή της βίδας και προσαρμόζεται για την χρήση της ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ, η οποία θα καταστρέφει την βίδα που έχει μπλοκαριστεί στο εμφύτευμα. Τοποθετήστε την ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗ στην χειρουργική χειρολαβή 20-1, ρυθμίστε σε **αυτοεπιρροή λειτουργία** με ταχύτητα μεταξύ 500 και 600 στροφών ανά λεπτό. Εισάγετε την ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ στο ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ, ξεκινήστε την περιστροφή πιέζοντας για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα και ελευθερώστε. Αυτή η εναλλασσόμενη κίνηση διευκολύνει την είσοδο νερού για την ψύξη του εμφυτεύματος και της ΦΡΕΖΑΣ. Εάν το ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ κινείται, η ΦΡΕΖΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ θα στάσει. Όταν όλες οι τομές laser ΦΡΕΖΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΠΗΣ εξοφλούνται μέσα στο ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η βίδα έχει καταστραφεί εντελώς. Προσεκτικά πλύνετε / αναρροφήστε το εμφύτευμα με νερό, για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα βίδας και στεγνώστε με πεπιλεγμένο αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σφαιρική της σπασμένης βίδας δεν είναι ενγυμνή στο 100% των περιπτώσεων, λόγω διαφορετικών παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν. Ακολουθώντας προσεκτικά τις διαδικασίες αυτού του εγχειρίδιου, υπάρχει υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Οποιαδήποτε χρήση των προϊόντων, που δεν ακολουθεί τις παρούσες οδηγίες ή άλλη βιβλιογραφία της RHEIN 83 S.R.L. θεωρείται ακατάλληλη.