

Universeller Gebisskleber

ProLink ist ein einstufiges Bindemittel, das hervorragende Scherhaftwerte auf Dentin, Schmelz und allen gängigen leichten, dualen oder selbsthärtenden Verbundwerkstoffe liefert.

INDIKATIONEN:

Verklebung von direkten/indizierten Restaurationen für alle Kavitätenklassen mit lichthärtenden, dualhärtenden oder selbsthärtenden Verbundwerkstoffen/Compomeren auf Methacrylatbasis.
Verklebung der Fissurenversiegler
Schmelzätzung und Schmelz-/Dentinätzung vor der Verklebung

KONTRAINDIKATIONEN

- Patienten mit einer Vorgeschichte einer Überempfindlichkeit gegenüber Methacrylatmonomeren.
- Nicht direkt auf freiliegendes Pulpagewebe verwenden.

WESENTLICHE BESTANDTEILE

TEDGMA, HEMA, alopatisches Polyester-Urethan-Acrylat, Klebstoffbeschleuniger, Glutaraldehyd, Fotoinitiatoren, Aceton

GEBRAUCHSANWEISUNG

Zahnpräparation

Den Zahn gemäß den klinischen Anforderungen präparieren.

Ätzen

1. Den Schmelz und/oder das Dentin 5-10 Sekunden ätzen. Wenn Sie nur auf Schmelz kleben, den Schmelz für 20-30 Sekunden ätzen (ProEtch™)
2. 5-10 Sekunden mit ölfreiem Wasser spülen.
3. Die überschüssige Feuchtigkeit auf der Oberfläche trocknen und vergewissern, dass die Oberfläche vollständig trocken ist.

Auftragen des ProLink

1. Das ProLink direkt auf eine Bürste oder Mikrobürste auftragen. Dazu die Bürstenspitze direkt über die Düse der geeigneten Flasche halten.
2. Eine ausreichende Menge ProLink auftragen und 15 Sekunden stehenlassen. Entfernen Sie das Lösungsmittel mit einem kräftigen Luftstoß für mindestens 15 Sekunden oder bis keine sichtbare Bewegung des Harzes zu erkennen ist. Tragen Sie zusätzliches Material auf, wenn die Oberfläche unvollständig beschichtet erscheint.
3. Mit einem sichtbarem Aushärtungslicht 20 Sekunden aushärten.
4. Tragen Sie eine zweite Schicht auf, wenn der Retentionsbereich der Restauration hauptsächlich im Dentin liegt. Danach das Lösungsmittel sofort entfernen und 20 Sekunden lang mit Licht aushärten.
5. Mit lichthärtendem oder selbsthärtendem Verbundharz Ihrer Wahl oder den Zement mit Verbundharz-Zement wiederherstellen.

Aushärtezeit

Koventionelles Halogen / LED* 20 Sek.

Schnellhalogen / Plasmabogen ** 6-10 Sek.

* Lichtintensität von 300 - 550 mW/cm² im Wellenlängenbereich von 400 - 515 nm

** Lichtintensität höher als 550 mW/cm² im Wellenlängenbereich von 400 -515 nm

HALTBARKEIT

Die Chargennummer und das Ablaufdatum sind auf dem Produkt angegeben. Nach dem Ablaufdatum nicht mehr zu verwenden.

VORSORGLICHE INFORMATIONEN FÜR PATIENTEN

Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Acrylatallergien. Bei längerem Kontakt mit oralem Weichgewebe mit großen Mengen Wasser spülen.

VORSORGLICHE INFORMATIONEN FÜR DAS ZAHNÄRZTLICHE PERSONAL

Das Produkt enthält Ethanol. Ethanol ist leicht entzündlich. Nicht einatmen oder verdampfen.

Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, den Schleimhäuten und Augen, indem Sie Vorsichtsmaßnahmen treffen, wie z.B. die Verwendung eines Zahndamms (Patient), das Tragen von Gummihandschuhen (Zahnarzt) und das Tragen einer Schutzbrille (Patient, Zahnarzt). Acrylate können in häufig verwendete Handschuhe eindringen. Wenn das Produkt mit dem Handschuh in Berührung kommt, den Handschuh ausziehen und entsorgen, die Hände sofort mit Seife und Wasser waschen und danach wieder mit Handschuhen schützen. Die Augen nach dem Kontakt einige Minuten lang mit Wasser ausspülen. Bei anhaltenden Schmerzen einen Augenarzt aufsuchen. Nach dem Kontakt die Haut mit Wasser und Seife waschen.

Bei Auftreten einer allergischen Reaktion suchen Sie bei Bedarf einen Arzt auf.

SDS ist unter www.silmetdental.com erhältlich.

ZU BEACHTEN

Das US-Bundesgesetz beschränkt dieses Gerät auf den Verkauf oder die Verwendung im Auftrag eines Zahnarztes.

LAGERUNG & ENTSORGUNG

ProLink™ ist für den Gebrauch bei Raumtemperatur gedacht und darf nicht bei erhöhten Temperaturen (nicht höher als 24°C / 75°F) oder unter intensivem Licht gelagert werden. Für optimale Frische kühl lagern. Nicht einfrieren. Nach dem Gebrauch wieder fest verschließen.

Die Entsorgungshinweise sind auf dem Sicherheitsdatenblatt (erhältlich unter www.silmetdental.com oder von Ihrer lokalen Niederlassung) angegeben.

GARANTIE

Die Silmet Ltd. ersetzt ein Produkt, das nachweislich defekt ist. Die Silmet Ltd. übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, die sich aus der Verwendung oder des Nichtwissens hinsichtlich der Verwendung des beschriebenen Produkts ergeben. Es obliegt der Verantwortung des Zahnarztes, vor der Anwendung die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck festzustellen. Der Zahnarzt übernimmt alle damit verbundenen Risiken und Haftungen.

Die Anleitung in weiteren Sprachen finden Sie hier:

https://www.silmetdental.com/downloads/downloads_instruction oder scannen den folgenden Code:



Silmet Ltd.

12 Hassadna St., Or Yehuda. ISRAEL

Tel: 972-3-7353000 Fax: 972-3-5331581 E-Mail: info@silmet.co.il, www.silmetdental.com



Obelis s.a

Bd. Général Wahis 53 1030 Brüssel, BELGIEN

Tel: + (32) 2.732.59.54 Fax: +(32) 2.732.60.03 E-Mail : mail@obelis.net



65pl Rev.2 11/2019