

ENGLISH



ProSep™ **Separating Agent**

Prior to use, carefully read the instructions for use

ProSep is a latex liquid intended for use with ProVeneer™.
Because it peels off, the use of ProSep will have no effect on the properties of ProVeneer.

HOW TO USE

1. Brush on a thin layer of ProSep on the relevant teeth.
2. Let dry (air or heat will speed up drying time). When dry, color will be clear.
3. Proceed with preparation of ProVeneer Preview Veneer according to IFU.
Once cured, feel comfortable to remove the preview-veneer without any concern.

REMOVAL OF PROSEP

Thoroughly clean any residue of ProSep left on teeth.
After Preview Veneer was set in the microwave, ProSep is easily peeled off by using an excavator.

STORAGE

Store in cool, dry place. Do not refrigerate.

SHELF LIFE

The lot number & expiry date are indicated on the product. Do not use after expiry date.
*If ProSep thickens as a result of water evaporating over time, simply add a few drops of distilled water back and shake.

CAUTION

This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

PRECAUTION

For Dental use only.
Further safety instructions: see SDS, available online at: www.silmetdental.com

WARRANTY

Silmet Ltd. will replace product that is proven to be defective. Silmet Ltd. does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, arising from the use of or inability to use the product described. It is the responsibility of the dentist to determine before use, the suitability of the product for its intended use. The dentist assumes all risk and liability in connection therewith.



SILMET Ltd.
12 Hassadna st., Or-Yehuda, 6022011, Israel
Tel: 972-3-7353000 Fax: 972-3-5331581 info@silmet.co.il; www.silmetdental.com
Diadent 2 bis chemin du Loup, 93290 Tremblay-en-France
Tel: 33-1-45913182 Fax: 33-1-48656723

EC REP

SILMET

ESPAÑOL



ProSep™

Agente Separador

ProSep es un latex líquido diseñado para utilizarse con ProVeneer™.

Cuando se aplica una fina capa de ProSep, se crea un espacio entre el diente y la carilla provisoria que facilita la remoción de esta última, previo a su cementación permanente.

ProSep es removible, por lo que no causa ningún efecto en las propiedades de ProVeneer.

CÓMO USAR

1. Coloque una fina capa de ProSep sobre el diente a tratar.
2. Deje secar (aire o calor acelera este proceso). Una vez seco, su color será transparente.
3. Proceda con la preparación de la carilla provisoria de ProVeneer de acuerdo a sus instrucciones de uso.
Una vez curado, elimine la carilla provisoria sin problemas.

REMOCIÓN DE PROSEP

Limpie completamente cualquier residuo de ProSep que haya quedado en los dientes. Luego de curado de la carilla provisoria en microondas, retire la fina capa de ProSep con un excavador.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y fresco. No refrigerar.

VIDA ÚTIL

El número de lote y la fecha de vencimiento están indicadas en el envase del producto. No utilizar luego de su fecha de vencimiento.

*Si ProSep se espesa, como resultado de la evaporación de agua, simplemente agregue unas gotas de agua destiladas y agite.

ADVERTENCIA

Este producto contiene goma de látex natural la cual podría causar reacciones alérgicas.

PRECAUCIÓN

Únicamente uso dental.

Consulte la ficha de datos de seguridad disponible en línea en: www.silmetdental.com

GARANTÍA

Silmet Ltd. reemplazará los productos que se comprueben defectuosos. Silmet Ltd. no acepta responsabilidad por cualquier daño o pérdida, directa o consecuentemente del uso o de la incapacidad de utilizar el producto descrito. Es responsabilidad del dentista determinar antes de su uso la aptitud del producto para su uso descrito. El odontólogo asume todo riesgo y responsabilidad en relación con el mismo.



SILMET Ltd.

12 Hassadna st., Or-Yehuda, 6022011, Israel

Tel: 972-3-7353000 Fax: 972-3-5331581 info@silmet.co.il; www.silmetdental.com

Diadent 2 bis chemin du Loup, 93290 Tremblay-en-France

Tel: 33-1-45913182 Fax: 33-1-48656723

EC REP

SILMET