

INDIKATIONSLEITFADEN KNIE, OBERSCHENKEL UND HÜFTE

PRODUKT	GenuTrain®	GenuTrain® A3	GenuTrain® P3	GenuTrain® S	GenuTrain® S Pro	GenuPoint®	SofTec® Genu
							
PRODUKTMERKMAL	Aktivierung, Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks	Aktivierung und Stabilisierung bei komplexen Kniebeschwerden wie Gonarthrose	Zentrierung und Sicherung der Patella durch einstellbaren Korrekturzügel	Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen	Verstärkte Stabilisierung des Kniegelenks durch seitliche Gelenkschienen und Limitierung des Bewegungsumfangs	Gezielte Entlastung und Führung der Patellasehne	Aktive und passive Stabilisierung des Kniegelenks – ideal für die Langzeit-Therapie
HILFSMITTELNUMMER*	05.04.01.0006	05.04.01.2006	23.04.05.0011	23.04.03.0014	23.04.03.1045	05.04.01.1023	mit Kostenvoranschlag
INDIKATIONEN SEITENZAHL	40	42	43	44	45	46	47
Reizzustände (posttraumatisch / postoperativ)	●	●	●			●	
rezidivierender Gelenkerguss	●	●					
Patellalateralisation		●	●				
femoropatellares Schmerzsyndrom			●			●	
Instabilität	leicht bis mittel	●	●	●	●		
	schwer bis komplex funktionell, z.B. non-coper						● ●
Meniskusverletzung	●				●		●
nach Meniskusrefixation							●
Seitenbandverletzung							●
Ruptur vorderes / hinteres Kreuzband (ACL / PCL)							●
Gonarthrose / Arthritis	leicht bis mittel	●	●	●	●		
	mittel bis schwer						
Zustand nach Knorpeltransplantation							
Tendopathie	●	●					
Patellafraktur (konservativ oder postoperativ)							
Genu recurvatum (mit Kreuzgurt)							
Umstellungsosteotomie							
Knieruhigstellung							
Muskelverletzung (Muskelverhärtung, Muskelzerrung, Muskelfaserriss)							
Prävention / Rezidivprophylaxe	●	●	●	●	●		●
Coxarthrose							
Hüftgelenkluxation							
nach endoprothetischem Eingriff / Wechselprothesen							
muskuläre Dysbalance Lenden-Becken-Hüft-Region							
muskuläre Probleme nach Gelenkoperationen Hüfte							
Impingement Hüftgelenk							
Instabilität des Hüftgelenks (nach T.E.P., nach Revisionseingriff)							
Instabilitätsgefühl in der Hüfte							
Lockerung Hüftprothese, wenn OP nicht möglich							

* Angaben zur Rezeptierung gelten nur in Deutschland

