

foldy®

Das Original

Der bekannte Patientenlifter foldy® hat seinen festen Platz im aks-Produktprogramm. Als meistverkaufter Standardlifter im Homecarebereich längst auf dem Hilfsmittelmarkt etabliert, ist er für den gesamten Pflegebereich universell einsetzbar. Er erlaubt ein schonendes Heben und Bewegen des Patienten und ein sicheres und rüchenschonendes Arbeiten für die Hilfsperson.

Die Vorteile des foldy®

- ohne Werkzeug leicht faltbar und transportabel
- einfache, unkomplizierte Handhabung
- mühelose Aufnahme von Personen direkt vom Boden (Bild 1)
- max. Tragfähigkeit 150 kg
- Handbedienung mit Großtasten
- mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel
- hohe Standfestigkeit durch robuste Konstruktion
- niedrige Unterfahrhöhe, passend auch für aks-Scheerenbetten
- mehr Sicherheit durch mechanische Notabsenkung und Not-Aus-Schalter bei elektrischen Störungen
- optischer und akustischer Warnhinweis gegen Tiefentladung der Akkus bei Betätigung der Handbedienung

Optionen und Zubehör

- Flexibilität und Autonomie durch den aks-Akkupack mit separater Wandladestation
- elektrische Spreizung über Handschalter zur komfortableren Bedienung (foldy®e)
- diverse Liftergurte, Bügel, siehe ab S. 16 ff

HMV-Nummern

foldy® - 22.40.01.0049
foldy®e - 22.40.01.0050

Bestellnummern

foldy® - 80011
foldy®e - 80031
Standardtransportbügel inkl. Polsterung - 79720
Tandembügel inkl. Polsterung - 79721
Liegendtransportbügel mit 8-Punktaufnahme - 89023

