



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

D200

s t a n d a r d
l e i c h t



Technische Angaben D200

Gesamtbreite	Sitzbreite	gefaltet	Rückeneigung	Höhe Armlehnen	Sitzhöhe	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Sitztiefe	Rückenhöhe	max. Belastbarkeit
560	380	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
580	400	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
600	420	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
620	440	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
640	460	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
660	480	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
680	500	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130
700	520	300	5°	220 - 240	470/500/530	880 - 940	1010	430	420	130

Gewicht	max. Steigung	max. Gefälle	Bodenfreiheit	Wendekreis	Räder vorne	Räder hinten	HMV-NR: 18.50.02.2117	
16,8	12°	16°	60	1500	200 x 50 PU	24" PU		

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich

Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen, nicht umgekehrt.

Unser Grundprinzip lautet: Der Rollstuhl muss sich Ihnen anpassen - und nicht umgekehrt! Die umfangreiche Serienausstattung erlaubt eine weitgehende Versorgung und Anpassung im Standardleichtgewichtsegment.

Dies ist das Ergebnis unserer zielstrebigsten Entwicklung und von mehr als 55 Jahren Erfahrung.

Ihre Qualitätsgarantie.

In Sachen Qualität erfüllen unsere Modelle die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.



Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Fachhändler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.