

SEVENTEEN//ONE

Connessione esagonale
interna



MADE IN ITALY

ESPERIENZA & QUALITÀ PUNTI DI FORZA

Qualità impeccabile


L'intero processo di gestione del prodotto, dalla progettazione e produzione, fino ad arrivare alla distribuzione, è regolato da un sistema di controllo della qualità certificato dalla marcatura CE 0425 e pienamente conforme agli standard della UNI ISO 13485:2021.



Trattamento superficiale

La superficie degli impianti a contatto con l'osso viene sottoposta a sabbatura e mordenatura, al fine di migliorare le caratteristiche biomeccaniche dell'impianto.

Questo duplice trattamento ha lo scopo di generare uno strato macrorugoso dovuto alla sabbatura, mentre l'azione dell'acido provoca la formazione di microalveoli, cavità di dimensioni paragonabili a quelle degli osteociti, che facilitano il processo di osteointegrazione una volta impiantato il dispositivo.



98,2%

Tasso di successo

Il tasso di successo degli impianti MaCo Dental Care è uno dei più alti del settore e testimonia l'affidabilità delle nostre linee implantari.


CARATTERISTICHE IMPIANTO

Impianto troncoconico in titanio grado 4, con connessione esagonale interna profonda.

- Platform switching: unica piattaforma per tutti i diametri implantari.
- Collarino superiore lucidato che assicura una apposizione armonica dei tessuti molli con sigillo dell'epitelio.
- Microspira coronale per assicurare una buona stabilità e non creare stress nell'area.
- Spira principale aggressiva, con passo di 1,2mm, con doppio principio di avvitamento per una stabilità primaria assicurata, anche in osso tipo D4.
- Impianto bifasico o monofase, ottimale per carico immediato.




TABELLA IMPIANTI



Ø 3,30

L	COD
8,0 mm	IES001
10 mm	IES002
11,5 mm	IES003
13 mm	IES004
16 mm	IES005



Ø 3,75

L	COD
8,0 mm	IES006
10 mm	IES007
11,5 mm	IES008
13 mm	IES009
16 mm	IES010

Ø 4,20

L	COD
6 mm	IES026
8,0 mm	IES011
10 mm	IES012
11,5 mm	IES013
13 mm	IES014
16 mm	IES015

Ø 5,00

L	COD
6 mm	IES027
8,0 mm	IES016
10 mm	IES017
11,5 mm	IES018
13 mm	IES019
16 mm	IES020

Ø 6,00

L	COD
6 mm	IES021
8,0 mm	IES022
10 mm	IES023
11,5 mm	IES024
13 mm	IES025


PROTOCOLLO CHIRURGICO

Il protocollo chirurgico Seventeen-One prevede l'uso iniziale della fresa lancia (LD) e, successivamente, delle frese calibrate per altezza. L'impianto Seventeen-One è autofilettante, quindi, il protocollo richiede la sottopreparazione dell'osso che, come noto, può presentarsi con quattro differenti tipi di resistenza (D1, D2, D3 o D4). Si consiglia di valutare anche la consistenza dell'osso corticale, per preparare il quale si possono utilizzare le frese crestali (countersink) specifiche per tutti i diametri disponibili.


Una volta terminata l'operazione di fresatura si può procedere all'inserimento dell'impianto, utilizzando gli appositi trasportatori (Implant driver), innestabili direttamente sull'impianto; a seconda delle specificità del caso, è possibile decidere di operare con quelli manuali (adattabili anche al cricchetto fisso/dinamometrico) o con quelli per micromotore, facendo attenzione a non superare un torque di 50Ncm.

PROTOCOLLO CONSIGLIATO

TIPO D1 - D2 / D1 - D2 TYPE




TIPO D3 - D4 / D3 - D4 TYPE




VITI DI GUARIGIONE

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)




ANATOMICHE / *ANATOMICS*

H	COD
2 mm	VG021
3 mm	VG022
4 mm	VG023
5 mm	VG024



STANDARD / *STANDARD*

H	COD
2 mm	VG001
3 mm	VG002
4 mm	VG003
5 mm	VG004




SUTURABILI / *SUTURABLES*

H	COD
3 mm	VG043
4 mm	VG044
5 mm	VG045

MONCONI DRITTI

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



CON SPALLA / WITH SHOULDER

H	COD
1 mm	MDS001
2 mm	MDS002
3 mm	MDS003
4 mm	MDS004




SENZA SPALLA / WITHOUT SHOULDER

COD
MDS022

MONCONI ANGOLATI

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)




ANGOLATI 15° CON SPALLA
15° ABUTMENT WITH SHOULDER

H	COD
2 mm	MQS001
3 mm	MQS002
4 mm	MQS003



ANGOLATI 15° SENZA SPALLA
15° ABUTMENT WITHOUT SHOULDER

COD
MQS021



ANGOLATI 25° CON SPALLA
25° ABUTMENT WITH SHOULDER

H	COD
2 mm	MVS001
3 mm	MVS002
4 mm	MVS003




ANGOLATI 25° SENZA SPALLA
25° ABUTMENT WITHOUT SHOULDER

COD
MVS021



MONCONI A SFERA ED EMISFERICI

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) / Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)




MONCONI A SFERA
SPHERICAL ATTACHMENTS

S = 2,5mm	
H	COD
0,5 mm	MOS030
1 mm	MOS031
2 mm	MOS032
3 mm	MOS033
4 mm	MOS034
5 mm	MOS035
6 mm	MOS036
7 mm	MOS037




MONCONI EMISFERICI
HEMISPHERICAL ATTACHMENTS

S = 2,5mm	
H	COD
1 mm	MOS021
2 mm	MOS022
3 mm	MOS023
4 mm	MOS024
5 mm	MOS025



MONCONI MULTI-UNITÀ (MUA)

Materiale: TITANIO Gr. 5 - Ti AL6V4 ELI (moncone, torretta, analogo, tappo di guarigione, z-base, transfer, scan abutment) POM-C/RESINA ACETALICA (calcinabile)
 Material: Gr. 5 Titanium (Ti AL6V4 ELI) (Abutments, analog, healing cap, z-base, impression coping, scan abutment) POM-C/ACETAL RESIN (calcinable)



MUA DRITTI / STRAIGHT ABUTMENTS

H	COD
1 mm	MUS000
2 mm	MUS001
3 mm	MUS002
4 mm	MUS003



MUA ANGOLATI 17°
17° ANGULATED ABUTMENTS

H	COD
2 mm	MUS172
3 mm	MUS173

MUA ANGOLATI 30°
30° ANGULATED ABUTMENTS

H	COD
3 mm	MUS303
4 mm	MUS304

ACCESSORI PER MULTI-UNITÀ / MULTI-UNIT ACCESSORIES



titanium turrets	COD
standard turret	MPS001
standard slim turret	MPS002
slim anatomical turret	MPSA002



plastic abutments	COD
rotatory	CMU001



gasket cap	COD
standard cap	TPS001
anatomical cap	TPSA001



z-base abutments	COD
z-base abutments	ZBMU001



transfer	COD
rotatory	TIMU001



analog	COD
laboratory analog	LMU001
digital analog	LDMU001



scan abutment	COD
rotatory	SAMU001



gluing abutment	COD
standard abutment	MIMU001
anatomical abutment	MIMUA001

PROVVISORI, FRESABILI E CALCINABILI



MONCONI PROVVISORI TEMPORARY ABUTMENTS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

	COD
rotatorio / <i>rotatory</i>	MTRS002
non rotatorio / <i>not rotatory</i>	MTS002



MONCONE FRESABILE CUSTOMIZABLE ABUTMENT

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

	COD
rotatorio / <i>rotatory</i>	MFRS002
non rotatorio / <i>not rotatory</i>	MFS002



CALCINABILI PLASTIC ABUTMENTS

Materiale: POM-C/RESINA ACETALICA -CALCINABILE
Material: POM-C/ACETAL RESIN

	COD
rotatorio / <i>rotatory</i>	CRS002
non rotatorio / <i>not rotatory</i>	CNS002

Z-BASE, SCAN ABUTMENT, FREE-BAR

MONCONE Z-BASE Z-BASE ABUTMENT

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



COD
ZBS002

SCAN ABUTMENT SCAN ABUTMENT


Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



Scan abutment	COD
rotatorio / <i>rotatory</i>	SARS001
non rotatorio / <i>not rotatory</i>	SAS001

MONCONE FREE-BAR FREE-BAR ABUTMENTS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



H	COD
1 mm	MFBS001
2 mm	MFBS002
3 mm	MFBS003

CALCINABILE FREE-BAR FREE-BAR CALCINABLE


Materiale: POM-C/RESINA ACETALICA -CALCINABILE
Material: POM-C/ACETAL RESIN



COD
CFBS002

TRANSFER FREE-BAR FREE-BAR TRANSFER

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)



COD
TFBS002

LABORATORIO



TRANSFER DA IMPRONTA TRANSFERS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)


COD
TIS002



TRANSFER A STRAPPO PULL-OUT TRANSFERS

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI) -BASE 13
Materiale: POM-C/RESINA ACETALICA - GUAINA
Material: Gr. 5 Titanium (Ti AL6V4 ELI) -BASE
Material: POM-C/ACETAL RESIN

COD
TSS002



ANALOGHI / ANALOGUES

Materiale: TITANIO Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)
Material: TITANIUM Gr. 5 (Ti AL6V4 ELI)

Analoghi / Analogues	COD
Analogo da laboratorio / Laboratory Analogue	LAS002
Analogo per digitale / Analog for digital	LASD002

KIT CHIRURGICO

- PDP001 3 PIN DI PARALLELISMO
3 PARALLELISM PINS
- DA022 AVVITATORE PER MULTI-UNITÀ
KEY FOR MULTI-UNIT ABUTMENTS

AVVITATORI A PUNTA ESAGONALE 1,2mm / SCREWDRIVERS WITH 1,2mm HEX BIT

- DCS012 AVVITATORE CORTO PER CONTRANGOLO
SHORT SCREWDRIVER FOR HANDPIECE
- DDS012 AVVITATORE CORTO PER CHIAVE
SHORT SCREWDRIVER FOR WRENCH
- DDL012 AVVITATORE LUNGO PER CHIAVE
LONG SCREWDRIVER FOR WRENCH

DRIVER PER IMPIANTO / IMPLANT DRIVERS

- DCS003 DRIVER CORTO PER CONTRANGOLO
SHORT DRIVER FOR HANDPIECE
- DDS003 DRIVER CORTO PER CHIAVE
SHORT DRIVER FOR WRENCH
- DDL003 DRIVER LUNGO PER CHIAVE
LONG DRIVER FOR WRENCH

FRESE / DRILLS

- FP004 FRESA LANCIA Ø 2,3mm
LANCE DRILL Ø 2,3mm
- FIN001 FRESA Ø 2,9mm
DRILL Ø 2,9mm
- FIN002 FRESA Ø 3,4mm
DRILL Ø 3,4mm
- FIN003 FRESA Ø 3,9mm
DRILL Ø 3,9mm
- FIN004 FRESA Ø 4,7mm
DRILL Ø 4,7mm
- FIN005 FRESA Ø 5,2mm
DRILL Ø 5,2mm
- FIN006 FRESA Ø 5,7mm
DRILL Ø 5,7mm
- FPR001 PROLUNGA PER MANIPOLO
HANDPIECE EXTENDER



COD
YCH409

COUNTERSINKS (PREPARATORI DI SPALLA)
TAPPING TOOLS FOR TORQUE WRENCH

- FCS005 COUNTERSINK Ø 3,3mm
TAPPER Ø 3,3mm
- FCS001 COUNTERSINK Ø 3,75mm
TAPPER Ø 3,75mm
- FCS002 COUNTERSINK Ø 4,2mm
TAPPER Ø 4,2mm
- FCS003 COUNTERSINK Ø 5,0mm
TAPPER Ø 5,0mm
- FCS004 COUNTERSINK Ø 6,0mm
TAPPER Ø 6,0mm
- KD004 CHIAVE DINAMOMETRICA 10-45 Ncm
DYNAMOMETRIC WRENCH 10-45 Ncm

KIT CHIRURGICO SMALL

- DDL012 AVVITATORE con PUNTA ESAGONALE 1,2mm LUNGO PER CHIAVE
SCREWDRIVER with 1,2mm LONG HEXAGON BIT FOR WRENCH
- DCS003 DRIVER IMPIANTO CORTO PER CONTRANGOLO
DRIVER SHORT IMPLANT FOR CONTRA-ANGLE
- DDL003 DRIVER IMPIANTO LUNGO PER CHIAVE
LONG IMPLANT DRIVER FOR KEY

FRESE / DRILLS

- FP004 FRESA LANCIA Ø 2,3mm
LANCE DRILL Ø 2,3mm
- FIN001 FRESA Ø 2,9mm
DRILL Ø 2,9mm
- FIN002 FRESA Ø 3,4mm
DRILL Ø 3,4mm
- FIN003 FRESA Ø 3,9mm
DRILL Ø 3,9mm
- FIN004 FRESA Ø 4,7mm
DRILL Ø 4,7mm
- FIN005 FRESA Ø 5,2mm
DRILL Ø 5,2mm
- FIN006 FRESA Ø 5,7mm
DRILL Ø 5,7mm
- KD004 CHIAVE DINAMOMETRICA 10-45 Ncm
DYNAMOMETRIC WRENCH 10-45 Ncm



COD
YCH419

KIT STOP PER FRESE

STOP PER FRESE Ø 2,4 - Ø 2,9 - Ø 3,4
STOPPERS FOR Ø 2,4 - Ø 2,9 - Ø 3,4 DRILLS

- **FST021** STOP A 6mm
6mm STOPPER
- **FST022** STOP A 8,5mm
8,5mm STOPPER
- **FST023** STOP A 10mm
10mm STOPPER
- **FST024** STOP A 11,5mm
11,5mm STOPPER
- **FST025** STOP A 13mm
13mm STOPPER

STOP PER FRESE Ø 3,9 - Ø 4,7 - Ø 5,2 - Ø 5,7
STOPPERS FOR Ø 3,9 - Ø 4,7 - Ø 5,2 - Ø 5,7 DRILLS

- **FST026** STOP A 6mm
6mm STOPPER
- **FST027** STOP A 8,5mm
8,5mm STOPPER
- **FST028** STOP A 10mm
10mm STOPPER
- **FST029** STOP A 11,5mm
11,5mm STOPPER
- **FST030** STOP A 13mm
13mm STOPPER



COD
YCH030

KIT PER CHIRURGIA GUIDATA

- **FMU004** MUCOTOMO
MUCOTOME
- **FCS010** COUNTERSINK
COUNTERSINK
- **FPS003** FRESA LANCIA CORTA
SHORT LANCE DRILL
- **FPS004** FRESA LANCIA LUNGA
LONG LANCE DRILL
- **FPR001** PROLUNGA PER MANIPOLO
HANDPIECE EXTENDER

- **FCG2806 - FCG2813** 5 FRESE FINALI Ø 2,8mm
5 FINAL DRILLS Ø 2,8mm
- **FCG3206 - FCG3213** 5 FRESE FINALI Ø 3,2mm
5 FINAL DRILLS Ø 3,2mm
- **FCG3606 - FCG3613** 5 FRESE FINALI Ø 3,6mm
5 FINAL DRILLS Ø 3,6mm
- **FCG4006 - FCG4013** 5 FRESE FINALI Ø 4,0mm
5 FINAL DRILLS Ø 4,0mm



COD
YCH426-S

- **FPP001** FRESA PER PIN DI ANCORAGGIO
DRILL FOR ANCHOR PIN
- **PIN001** 3 PIN DI ANCORAGGIO PER DIMA
3 ANCHOR PIN FOR GUIDE
- **KD004** CHIAVE DINAMOMETRICA 10-45 Ncm
DYNAMOMETRIC WRENCH 10-45 Ncm
- **DA022** AVVITATORE PER MULTI-UNITÀ
KEY FOR MULTI-UNIT ABUTMENTS
- **DDCG003** DRIVER IMPLANTARE DA CHIAVE PER CHIRURGIA GUIDATA
IMPLANT DRIVER FOR WRENCH
- **DCCG003** DRIVER IMPLANTARE DA CONTRANGOLO PER CHIRURGIA GUIDATA
IMPLANT DRIVER FOR HANDPIECE
- **EMCA001** ESTRATTORE PER MONCONI
ABUTMENT REMOVAL TOOL
- **DDS012** AVVITATORE con PUNTA ESAGONALE 1,2mm CORTO PER CHIAVE
SCREWDRIVER with 1,2mm SHORT HEXAGON BIT FOR WRENCH

MaCo
DENTAL CARE

DISTRIBUITO DA:

www.macodentalcare.com
info@macodentalcare.com



CE 0425